## **Produktbeschreibung**

## KN95 CupMask FFP2

## **Einweg Halbmaske FFP2**

Formmask with Rubber Strabs

Formmaske mit Gummiband

Adjustable nose piece

Nasenklammer zur Einstellung

Optimal FFP2 filtration capacity

Optimale FFP2 Filterleistung

Weiß

Einheitsgröße / Unisex

CE Zulassung / Konformitätsbestätigung NCRS/8072/0085

Verpackungsgröße 20 Stück

Verpackungsgewicht ca. 350 gr. Inkl. Verpackung

## Gebrauchshinweise

- 1. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt zur einmaligen Nutzung.
- 2. Das Produkt muss spätestens nach 3 Tagen ausgetauscht werden.
- 3. Bei Verschmutzung oder Kontamination ist das Produkt sofort austauschbar.
- 4. Wenn Sie allergische oder sonstige Reaktionen an der Haut oder den betroffenen Stellen im Gesicht feststellen, stellen Sie das Tragen des Produkts sofort ein
- 5. Das Produkt ist nicht waschbar.
- 6. Lagern Sie das Produkt trocken und gut belüftet.
- 7. Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder brennenden Objekten lagern.

Country: China

Trade mark: Pioneer Safety

Product type EP005

Directive NRCS/8072/0085

Classification SANS50149-1:2003

Applied normative EN149:2001 FFP2

Testreport n/a

Issue date 04.03.2014

Expiration 03.03.2024